



Flux grâce système Pompe



Des actions accréditées système pompe est fixe-vitesse, l'auto-amorçante pompe péristaltique. La pompe péristaltique roller pression comprime liquide par le tuyau. Le débit est proportionnelle à la vitesse des rouleaux (rpm) et le diamètre intérieur de la tubulure). La pompe peut être utilisé pour liquide de la pompe ou de gaz sans contaminer la pompe; pompé matériel contacts le tube seulement. Labomed, Inc. est certifié par l'ISO-9001-2000, a este Conformité et est FDA sous licence.

Détails Techniques

Numéro de catalogue: 900-1600

RPM ** 60Hz: 49

Débit (ml/min)***Tube Taille (ID x 3/32. Mur)

1/16*: 11

3/16: 44

1/8: 150

1/4: 100

* Exige shim ** à 50 Hz, débit sera de 16 % de moins *** débit précision: +-8%

Compatibilité Chimique

Sélection de tube matériau dépend sur le produit chimique pompé.

Demandez nos tubes Guide pour sélectionner le type approprié de tube liens pour les liquides en usage.